




# LANCING DEVICE INSTRUCTIONS FOR USE

For obtaining capillary whole blood for testing.



CLEAR END CAP FOR FOREARM TESTING




**WARNING!** The Lancing Device is for single patient use **ONLY**. **DO NOT** share your Lancing Device with others, including family members. **DO NOT** use on multiple patients. **ALL** parts of the Lancing Device are considered biohazardous and can potentially transmit infectious diseases, even after you have performed cleaning and disinfection.

**CAUTION!** Do not use lancet if cap has been previously removed. We recommend that you wash your hands thoroughly with soap and water after handling the Meter, Lancing Device, or Test Strips to prevent the transfer of blood-borne viruses or infectious agents.

## - R E A D Y -

1 Select area to be lanced. Wash with soap and warm water, rinse and dry thoroughly.

2 Pull off End Cap.  
Push Lancet firmly into Holder.



3 Remove Lancet Top.  
**Note: Save Top for safe disposal of used Lancet.**



4 Replace End Cap.  
**Note: Use clear End Cap for lancing forearm.**




## - S E T -

### For Finger Testing:

1 Turn Depth Dial to desired lancing depth.  
**Note: Finer adjustments can be made by setting Arrow between numbers.**


Lancing Depth Guide:

- 1-2 for soft / thin skin
- 3-4 for average skin
- 4-5 for thick / calloused skin




2 Lower hand to waist level. Gently massage finger to get blood flowing.

3 Hold End Cap in one hand and Arming Barrel in other. Gently pull Arming Barrel until a click is heard.




### For Forearm Testing:

1 Use Clear End Cap in place of regular Depth Dial End Cap, but if Clear End Cap is not available, select #5 on Depth Dial.




2 Rub area vigorously or apply warm compress to stimulate blood flow.

3 Hold End Cap in one hand and Arming Barrel in other. Gently pull Arming Barrel until a click is heard.



## - L A N C E -


1 Place Tip firmly against finger on other hand.  
**Note: For best results, lance in shaded areas.**



2 Press Trigger Button.

3 Gently massage finger from palm to fingertip to form blood drop.

1 Place Tip firmly against forearm.  
**Note: For best results, lance in shaded area.**



2 Press Trigger Button.

3 Apply a firm pressure on the Lancing Device until an adequate blood drop is formed.

### Removing Used Lancet:

1. Pull off End Cap.
2. Using saved Top, recap Lancet.
3. Remove from Holder and dispose of Lancet in appropriate container.

### Cleaning/Disinfecting Lancing Device:

For safe care, clean/disinfect your Lancing Device after each use to prevent the carry-over of blood-borne viruses or infectious agents through your lancing device.

1. Remove End Cap.
2. Wipe the inside of Cap using a cotton swab dampened with 70% isopropyl alcohol.
3. Replace End Cap.
4. Wipe the outside of the Lancing Device with prepared Isopropyl alcohol wipes (active ingredient- 70% Isopropyl alcohol/Isopropanol), PDI Super Sani-Cloth wipes (active ingredients - 55% Isopropyl alcohol/Isopropanol, 5,000 ppm (Parts Per Million) quaternary ammonium chlorides) or any comparable wipes listed on the EPA Disinfectant list ([www.epa.gov/oppad001/list\\_d\\_hepatitisbhiv.pdf](http://www.epa.gov/oppad001/list_d_hepatitisbhiv.pdf)) from [www.epa.gov](http://www.epa.gov).

**Note:** Prepared Isopropyl alcohol (70%) wipes should be available at your local pharmacy. For more information on the PDI Super Sani-Cloth wipes, visit [www.pdipdi.com](http://www.pdipdi.com).

For assistance contact Customer Care at 1-800-803-6025 (USA) or 1-954-677-4599. Available 24/7.

### Important Notes Regarding Forearm Samples Used in Testing Blood Glucose:


- Check with your Doctor or Diabetes Healthcare Professional to see if forearm testing is right for you.
- Blood glucose results from forearm are not always the same as results from fingertip. Do not use forearm for testing when blood sugar is rapidly rising or falling, e.g., within 2 hours of eating, after taking insulin, immediately after exercise, or when you are ill or under stress. Use fingertip sample for testing.
- Do not use forearm samples for testing if you think your blood sugar is low, if you don't regularly experience symptoms when your blood glucose is low, or if your results from forearm samples do not match the way you feel. Use fingertip sample for testing.

**Note: Lancing Device and Clear End Cap are for self-testing and intended for use by one patient only. Not suitable for use by healthcare or care workers.**

- Refer to Owner's Booklet for testing instructions. •

# INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL INSTRUMENTO DE PUNCIÓN

Para obtener sangre capilar completa para la prueba.



**¡ADVERTENCIA!** El instrumento de punción es para uso de un **SOLO** paciente. **NO** comparta su instrumento de punción, ni siquiera con miembros de su familia. **NO** lo use para varios pacientes. **TODOS** los componentes del instrumento de punción se consideran materiales con riesgo biológico y pueden transmitir enfermedades infecciosas, incluso después de su limpieza y desinfección.

**¡PRECAUCIÓN!** **No use la lanceta si previamente se le ha quitado la cubierta.** Le sugerimos que luego de manipular el medidor, el instrumento de punción o las tiras de prueba se lave bien las manos con agua y jabón para evitar la transferencia de virus o agentes infecciosos contenidos en la sangre.


## - P R E P A R A D O -

1. Escoja la zona donde realizará la punción. Lávela con agua tibia y jabón, enjuáguela y séquela bien.

2. Quite el capuchón. Presione firmemente la lanceta dentro del soporte.



3. Quite la cubierta de la lanceta. **Nota: Guarde la cubierta para desechar la lanceta usada de forma segura.**




4. Vuelva a colocar el capuchón. **Nota: Para punzar el antebrazo use el capuchón transparente.**



## - L I S T O -


### Para realizar la prueba en el dedo:

1. Ajuste el dial a la profundidad de punción deseada. **Nota: Se pueden realizar ajustes más finos colocando la flecha entre los números.**  
 Guía para la profundidad de punción:  
 • 1-2 para piel suave o delgada  
 • 3-4 para piel promedio  
 • 4-5 para piel dura o gruesa




2. Baje la mano a la altura de la cintura y masajee suavemente el dedo para estimular la circulación de la sangre.

3. Sostenga el capuchón con una mano y el cuerpo del instrumento con la otra. Tire suavemente del cuerpo del instrumento hasta que se escuche un clic.




### Para realizar la prueba en el antebrazo:

1. Use el capuchón transparente en lugar del capuchón común con dial de profundidad, pero si no dispone del capuchón transparente, seleccione el N.º 5 en el dial de profundidad.




2. Frote enérgicamente la zona o aplique una compresa tibia para estimular el flujo de sangre.

3. Sostenga el capuchón con una mano y el cuerpo del instrumento con la otra. Tire suavemente del cuerpo del instrumento hasta que se escuche un clic.



## - P U N C E -


1. Apoye la punta del instrumento firmemente sobre el dedo de la otra mano. **Nota: Para obtener óptimos resultados, realice la punción en las áreas sombreadas.**



2. Presione el botón disparador.

3. Masajee suavemente el dedo desde la palma hacia la yema para que se forme la gota de sangre.

1. Apoye la punta del instrumento firmemente sobre su antebrazo. **Nota: Para obtener óptimos resultados, realice la punción en el área sombreada.**



2. Presione el botón disparador.

3. Presione con firmeza el instrumento de punción hasta que se forme una gota de sangre adecuada.

### Extracción de la lanceta usada:

- Quite el capuchón.
- Vuelva a tapar la lanceta con la cubierta que había apartado.
- Retire la lanceta del soporte y deséchela en un recipiente apropiado.

### Limpieza y desinfección del instrumento de punción:

Para mayor seguridad, limpie y desinfecte el instrumento de punción después de cada uso a fin de evitar contaminarlo con virus o agentes infecciosos contenidos en la sangre.

- Retire el capuchón.
- Limpie el interior del capuchón con un hisopo de algodón humedecido en una solución de alcohol isopropílico al 70 %.
- Vuelva a colocar el capuchón.
- Limpie el exterior del instrumento de punción con toallitas humedecidas en alcohol isopropílico (ingrediente activo: alcohol isopropílico [isopropanol] al 70 %), con toallitas Super Sani-Cloth de PDI (ingredientes activos: alcohol isopropílico [isopropanol] al 55 %, 5000 ppm (partes por millón) de cloruro de amonio cuaternario) o cualquiera de las toallitas equivalentes que figuran en la lista de desinfectantes de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) de los EE. UU. ([www.epa.gov/oppad001/list\\_d\\_hepatitisbhiv.pdf](http://www.epa.gov/oppad001/list_d_hepatitisbhiv.pdf)) publicada en [www.epa.gov](http://www.epa.gov).

**Nota:** Podrá adquirir las toallitas preparadas con alcohol isopropílico al 70 % en su farmacia local. Para obtener más información sobre las toallitas Super Sani-Cloth de PDI, visite [www.pdipi.com](http://www.pdipi.com).

Si necesita asistencia, llame al Departamento de Atención al Cliente al 1-800-803-6025 (EE. UU.) o al 1-954-677-4599. Números disponibles las 24 horas, los siete días de la semana.

### Notas importantes sobre las muestras de sangre del antebrazo empleadas para las pruebas de glucosa en la sangre:

- Consulte al médico o al profesional de la salud especialista en diabetes para saber si, en su caso, se puede usar sangre extraída del antebrazo.
- Los resultados de la prueba de glucosa con sangre extraída del antebrazo no siempre son iguales a los obtenidos con sangre de la yema del dedo. No realice la prueba con sangre del antebrazo si su nivel de azúcar en la sangre sube o baja rápidamente, por ejemplo, dentro de las 2 horas siguientes a haber comido, después de recibir insulina, o si está enfermo o estresado. Realice la prueba con sangre de la yema del dedo.
- No realice la prueba con sangre del antebrazo si cree que su nivel de azúcar en la sangre es bajo, si no suele experimentar síntomas cuando su glucosa en la sangre está baja, o si los resultados que obtuvo al realizar la prueba con sangre del antebrazo no reflejan el modo en que se siente. Realice la prueba con sangre de la yema del dedo.

**Nota:** El instrumento de punción y el capuchón transparente son para realizar autopruebas y para uso de un paciente únicamente. No es apropiado que los usen trabajadores de atención de la salud o cuidadores.

- En la Libreta del propietario encontrará instrucciones para la prueba.